



図 5

図 6

- (8) 同じプレパラートの中で、他の部分をさがし(7)の操作をくり返して、各分裂期の細胞を観察し、スケッチする。
- (9) スケッチは、顕微鏡の視野にとらわれず、目的とする細胞を主体にして、できるだけ大きく、正確に書く。

4 考 察

- (1) 観察し、スケッチをした細胞を、細胞分裂の模式図などと見比べ、細胞分裂どの時期（段階）のものであるかを確認する。
- (2) スケッチした細胞の図を切り抜き、分裂段階の順序に配列してみよ。

5 留 意 点

プレパラート作製に酸を用いるので、顕微鏡のステージやレンズをいためないよう、充分な注意をする。プレパラートをよごれたままステージにのせないことが大切である。